

Vergelijk tussen een huishoudelijke vaatwasser en een PG 8504 laboratorium vaatwasser

	<b>huishoud</b>	<b>Professional PG 8504</b>
<b>Constructie</b>		
levensduur	5.000 bedrijfsuren Kosten afschrijving € 0,40/proces	15.000 bedrijfsuren Kosten afschrijving € 0,23/proces
procesduur	2 uur	1 uur
Levensduur in programma's	2.500 programma's	15.000 programma's
gebruik	Bedoeld voor 1x of 2 x / dag	Bedoeld voor 5x dag tot continue
watersaansluiting	Alleen koud water	Koud of warm en demiwatersaansluiting voor analysezuiver reinigen
Circulatiecapaciteit	160 liter/min	500 liter min
Materiaalkeuze	Veel thermolabele kunststoffen	Inrichting vrijwel volledig van R.V.S
<b>Electrisch</b>		
krachstroom	Langere processen 2 uur	Snelle processen 1uur
<b>Laboratorium</b>		
Programma's	Huishoudelijke programma's	Maatwerk programma's
inzetten	Huishoudrekken voldoen vaak niet	Specifieke rekken beschikbaar
zeepdosering	Gebruik van poeder	Geschikt voor poeder maar ook vloeibaar
Zeefsystemen	Huishoud zeven	Zeefsystemen specifiek afgestemd op het laboratorium (Gebroken glas)
Chemie	Huishoudelijke middelen kunnen uitsluitend worden gebruikt	Er zijn ook zepen die stift verwijderen waarmee op glas is geschreven